

**Effektive Kommunikation
Nach Ihren Vorstellungen**



Vielfältige und effektive Kommunikationsmöglichkeiten



Mit dem Tobii C15 können Sie Ihre tägliche Kommunikation mit Hilfe von Schrift oder Symbolen, die in Sprache umgewandelt werden, umsetzen und mühelos mit Ihrer Familie, Freunden oder Kollegen per E-Mail, SMS und Chat kommunizieren oder auch im Internet surfen, Spiele spielen und auf die regulären Computerprogramme zugreifen.

Der Tobii C15 bietet eine Umgebungssteuerung, die es Ihnen ermöglicht, per Infrarot-Fernbedienung gesteuerte Geräte wie zum Beispiel Fernseher, DVD-Player, Türen und Lichtschalter zu bedienen.

Ein großer Bildschirm für noch schnellere Kommunikation

Auf dem 15" Bildschirm können Sie die Anzahl an Symbolen und Text nach Ihren Wünschen und Anforderungen abbilden, wodurch eine schnellere Kommunikation möglich wird. Alternativ können Sie auch größere Symbole und Schaltflächen auf dem Bildschirm anzeigen lassen und so leichter auswählen.

Das Tobii C15 Display verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die Ihnen eine bessere Steuerung der Helligkeit und höhere Energieeffizienz bietet, verbunden mit einer leichteren Einstellung sowie sehr guten Bildqualität.

Der Tobii C15 bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität für Ihre unterstützte Kommunikation.

Richten Sie den Tobii C15 auf Ihre Bedürfnisse aus

Der Tobii C15 lässt sich leicht einrichten und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Es können mehrere Profile gespeichert werden, so dass beispielsweise schnell zwischen einem Morgen- und einem Abendprofil gewechselt werden oder die Nutzung eines Geräts durch mehrere Anwender erfolgen kann.

Sie haben auch die Möglichkeit, sich für ein Kommunikationspaket zu entscheiden, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Der C15 wird mit der vorinstallierten Tobii Kommunikationssoftware geliefert, die eine Vielzahl an vorgefertigten Seitensets und mehr als 10.000 SymbolStix® Symbolen umfasst, damit Sie gleich beginnen können.

Eingabe-Methode nach Wahl

Durch die Kompatibilität mit allen Eingabegeräten haben Sie die Möglichkeit, eine Methode auszuwählen, die am besten Ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht – Touchscreen, Keyboard und Maus, Schalter, Kopfmaus oder Augensteuerung.

Flexible Nutzung

Durch verschiedene verfügbare Montagesysteme ist es möglich, den C15 an viele Rollstühle oder Bettgestelle zu montieren.

Der Tobii C15 ermöglicht ein aktives Leben durch seine stoßsicher montierte Festplatte, Flüsterbetrieb und leistungsstarke Stereo-Lautsprecher.

Einfacher und schneller Batterienwechsel

Mit seinen schnell austauschbaren Batterien ist der C15 das ideale Gerät für Rollstuhlfahrer, die weitgehende Mobilität fordern. Ersetzen Sie die leere Batterie einfach durch eine Aufgeladene, ohne das Gerät auszuschalten.

Tobii C15 - Technische Daten

Display	15" resistiver Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Maße	370 x 300 x 57 mm 14,7x12,3x1,8"
Gewicht	4.0 kg 8.9 lbs
Lautsprecher	4 integrierte
Mikrofone	2 integrierte
Prozessor	IntelCore Duo U2500
RAM	2 GB DDR2
Betriebssystem	Windows 7
Festplatte	60 GB stoßsicher montiert
SD-Karte für persönliche Daten	1 GB
Anschlüsse	2xUSB 2.0, 1xMini USB, 1xRJ45, 2 x Schaltsteckverbindung, 1xKopfhörer (stereo), 1xDc ein
WLAN, 802.11 b/g/n	Optional
Bluetooth	Optional
GSM, Quadband 850, 900, 1800, 1900 MHz	Optional
Akkulaufzeit (schnell austauschbar)	5h
Integrierte Kamera	640x480 Pixel
Standfuß	Integriert
Kompatible Montagesysteme	Optionale Klemmen für Vesa, Daessy, Rehadapt und CJT

Weitere Informationen und kostenlose Seitensets

Weitere Informationen sowie eine Online-Vorführung finden Sie auf www.tobii.com.

Kostenfreie Seitensets finden Sie unter www.pagesetcentral.com.

© Tobii®. Abbildungen und Spezifikationen beziehen sich nicht notwendigerweise auf die Produkte sowie Dienstleistungen, die in den einzelnen regionalen Märkten angeboten werden. Technische Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sweden
Phone: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

CENTRAL EUROPE

Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

NORWAY

Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
Datablokken, 6 etasje
5008 BERGEN
Norway
Phone: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

ASIA

Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
Phone: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

NORTH AMERICA

Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
Toll-Free: 800-793-9227
Phone: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213
Web: www.tobiiati.com
sales.us@tobii.com

tobii
www.tobii.com