



## Kommunizieren wie alle anderen auch



### Schriftsprache fördern

LiterAACy ist die neue Vokabularstrategie für Tobii Communicator, die schnelle und freie Symbolkommunikation intuitiv mit Lesen und Schreiben verbindet. In unserer Gesellschaft ist Lesen und Schreiben ein entscheidender Faktor zur Integration und somit wichtigstes schulisches Lernziel. Viele UK-Anwender haben Teilkompetenzen in Schriftsprache. Diese Ziele und Kompetenzen werden in LiterAACy aufgegriffen, gefördert und zu besonders schneller Kommunikation genutzt.

### Lernzielkonflikte vermeiden

Herkömmliche Wortstrategien in der Unterstützten Kommunikation erfordern einen hohen Lernaufwand. Das Ziel des Schriftspracherwerbs wird dabei leicht aus den Augen verloren, Lernmöglichkeiten werden vertan. Kenntnisse über spezielle Kodierungen werden in Situationen ohne Sprachausgabegerät schnell zu unnützem Wissen. Anders in LiterAACy!

### Vielfältige Unterstützung

LiterAACy kategorisiert Wörter nach Anfangsbuchstaben und ist somit gut reproduzierbar. Anwender mit Lautbewusstsein können Wörter in LiterAACy schnell aufrufen und nebenher

## Effizientes Symbolvokabular mit schnellem Zugriff auf tausende Wörter, bei gleichzeitiger Förderung der Schriftsprache

ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben ausbauen. Die klaren SymbolStix Symbole, eine Fitzgerald-Farbkodierung, das gezielte Ausblenden von Buchstaben und die verständliche Sprachsynthese verschaffen Orientierung. Lernanfänger können LiterAACy nutzen, um erste Erfahrungen mit Buchstaben und Wörtern zu machen.

### Praktizierte Integration

Der Einsatz von LiterAACy in der Schule fördert die Integration und erleichtert den Unterrichtsalltag. Lehrkräfte brauchen keine speziellen Materialien für Kodierungsstrategien zu erstellen, sondern können direkt schulische Inhalte angehen. LiterAACy ist so einfach anzuwenden, dass alle Angehörigen und Bezugspersonen sofort einsteigen können.



### Umfang

Zur Wahl stehen drei Rastergrößen mit sorgsam ausgewähltem Grundwortschatz, sofort einsatzbereit und anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers:

- LiterAACy 7ma15 enthält über 1000 Wörter, die im Schnitt mit etwas mehr als zwei Tasteneingaben erreichbar sind.
- LiterAACy 9ma16 hat mehr als 3000 Wörter, mit durchschnittlich ca. 2 Tastenanschlägen abzurufen.

- LiterAACy 12ma19 umfasst über 3000 Wörter, die mit deutlich weniger als 2 Tastaturanschlägen aktiviert werden können.

LiterAACy gehört damit zu den schnellsten Vokabularen, nutzt die zur Verfügung stehenden Felder optimal und ermöglicht freie Kommunikation!

Alle Größen von LiterAACy umfassen:

- Individuelle Kategorien, in denen eigene Sätze auf Symbolen hinterlegt werden können
- „schnelle Wörter“, zur Gesprächssteuerung während des Schreibens von Texten
- Eine Vortragsseite, um eigene Texte kontrolliert vorzutragen
- Speichern und Öffnen von Textdateien
- Musikplayer zur Wiedergabe von Musikstücken
- Telefonieren und SMS \*
- E-Mail und Chat \*
- Steuerung einer Kamera \* zum Erstellen von Fotoalben
- IR-Fernbedienung \*
- Terminkalender

Mindestvoraussetzung: Tobii Communicator Premium ab V 4.5, PC ab 1,5 GHz

\* Gekennzeichnete Funktionen erfordern entsprechend konfigurierte Hardware, z.B. Tobii C-Serie

Weitere Informationen:

Lars Tiedemann  
Fehrenbachallee 39a  
79106 Freiburg  
www.literaacy.com  
info@literaacy.com



© Tobii®. Illustrations and specifications do not necessarily apply to products and services offered in each local market. Technical specifications are subject to change without prior notice. All other trademarks are the property of their respective owners.

**NORDAMERIKA**  
Tobii ATI  
333 Elm Street  
Dedham, MA 02026  
Gebührenfrei:  
800-793-9227  
Tel.: 781-461-8200  
Fax: 781-461-8213  
Web: www.tobiiati.com  
sales.us@tobii.com

**EUROPA, MITTLERER OSTEN & AFRIKA**  
Tobii Technology AB  
Karlsrovägen 2D  
S-182 53 Danderyd  
Schweden  
Tel.: +46 8 663 69 90  
Fax: +46 8 30 14 00  
sales@tobii.com

**MITTELEUROPA**  
Tobii Technology GmbH  
Niedenau 45  
D-60325 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel.: +49 69 24 75 03 40  
Fax: +49 69 24 75 03 429  
www.tobii.com  
sales.de@tobii.com

**ASIEN**  
Tobii Technology, Ltd.  
3-4-13 Takanawa,  
Minato-ku  
Tokyo 108-0074  
Japan  
Tel.: +81-3-5793-3316  
Fax: +81-3-5793-3317  
www.tobii.co.jp  
sales.jp@tobii.com

**PAZIFISCHE REGION**  
Tobii Technology AU/NZ  
52 Cumming Street  
Blackwood SA 5051  
Australien  
Tel.: +61 (0) 450 460 668  
Fax: +61 (0) 8 8278 8671  
www.tobii.com  
sales@tobii.com

**tobii**  
www.tobii.com