

Allora

Das Allora ist ein handliches Gerät, das Kommunikation über Schriftsprache ermöglicht. Der Text wird über die Tastatur eingegeben und kann auf Tastendruck ausgesprochen werden. Die Sprachsynthese (wahlweise männlich oder weiblich) ist sehr klar und gut verständlich. Allora verfügt über eine intelligente Wortvorhersage, die die Schreibgeschwindigkeit enorm erhöht. So werden nicht nur Vorschläge für das gerade geschriebene Wort, sondern auch für evtl. folgende Worte angezeigt, sobald eine Auswahl getroffen wurde. Häufige Aussagen oder Textbausteine können gespeichert werden. Es ist auch möglich eigene Sprachaufnahmen oder Dateien mittels eines PC Editors auf das Allora zu überspielen, um so beispielsweise emotionale Äußerungen in Gespräche einzubinden. Das Gerät hat eine Tastatur mit großen, gut erkennbaren Tasten. Bei motorischen Einschränkungen steht als Zubehör eine Fingerführung zur Verfügung. Die Bedienung über Scanning ist ebenfalls möglich. Optional ist eine Umfeldkontrolle über einen eingebauten Infrarotsender (GEWA) möglich.

Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand
- 1-Taster Scanning

Technische Daten:

- Display: 40 Zeichen (max. 2 Zeilen)
- Größe: 265 x 170 x 60 mm
- Gewicht: ca. 990 g (Tasche 300 g)
- Stromversorgung über eingebauten Akku / Netzteil

Zubehör (optional):

- GEWA Infrarotsender für Umfeldsteuerung
- Rollstuhlhalterung
- Fingerführung

Lieferumfang:

- Allora
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Tragetasche
- Software und Kabel für Datenübertragung

Hilfsmittelnnummer:

16.99.03.1001

