

GoTalk 4+

Der GoTalk 4+ ist ein einfaches, aber sehr leistungsfähiges Kommunikationshilfsmittel mit natürlicher Sprachausgabe, auf dem bis zu 16 Sprachmitteilungen gespeichert werden können. Die Symbolfelder reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführeraster voneinander getrennt.

Vier Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z. B. nach Themen oder verschiedenen Benutzern. Ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema oder Benutzer ist ohne Löschen der aktuellen Mitteilungen möglich, indem die Ebene umgeschaltet und eine andere Schablone eingelegt wird. Zur Aufbewahrung der Folien gibt es ein separates Einschubfach, so sind sie jederzeit griffbereit.

2 Hauptfelder, die ohne mehrfaches Aufnehmen auf allen Ebenen die gleiche Sprachmitteilung wiedergeben, bieten Platz für häufig verwendete Aussagen.

Der GoTalk 4+ ist sehr leicht und lässt sich mit dem integrierten Griff bequem tragen.

Leistungsmerkmale:

- trotz einfacher Anwendung sehr leistungsfähig
- bis zu 16 Sprachmitteilungen speicherbar
- 4 Ebenen zur Organisation des Wortschatzes
- 2 Hauptfelder für gleichbleibende Sprachmitteilungen auf jeder Ebene
- leicht und einfach zu transportieren

Technische Details:

- Sprachspeicher: ca. 5,5 Min. auf 4 Ebenen
- Maße: 230 x 310 x 30 mm
- Feldergrößen: 85 x 75 mm
- Gewicht: 340g
- Stromversorgung: 2 AA-Batterien

Hilfsmittelnummer 16.99.03.0021

