

GoTalk Pocket

Der Go Talk Pocket ist die "Taschen-Version" der großen Geräte.

Die leichte und handliche Kommunikationshilfe verfügt über die gleichen Funktionen wie die großen Geräte:

auf jeder der 5 Ebenen stehen 6 Felder zur Verfügung, mit jeweils 10 Sekunden Aufnahmezeit.

Insgesamt bietet der Go Talk Pocket somit 5 Minuten Aufnahmezeit für 30 Felder.

Die Symbolfelder reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführaster voneinander getrennt.

Fünf Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z. B. nach Themen oder verschiedenen Benutzern. Ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema oder Benutzer ist ohne Löschen der aktuellen Mitteilungen möglich, indem die Ebene umgeschaltet und eine andere Schablone eingelegt wird.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich ein Fach zur Aufbewahrung der Folien.

Durch das kompakte Format ist der GoTalk Pocket besonders für kleine oder sehr aktive Nutzer geeignet, er passt in jede Tasche und kann überall hin mitgenommen werden.

Leistungsmerkmale:

- sehr einfache Bedienung
- bis zu 30 Nachrichten speicherbar
- 5 Ebenen Zur Organisation des Wortschatzes
- sehr leicht und kompakt

Technische Daten:

- Sprachspeicher: 5 Minuten auf 5 Ebenen
- Maße: 14,5 x 9,5cm
- Feldergröße: 2,6 x 2,4 cm
- Gewicht: <200 g
- Stromversorgung: 3 AAA-Batterien

Hilfsmittelnnummer: 16.99.03.0900

