

Lightwriter SL40

Der neue Lightwriter ist ein handliches, tragbares und auch optisch ansprechendes Gerät, das eine schnelle Kommunikation über Schriftsprache ermöglicht.

Der Lightwriter hat zudem eine neue, hochwertige Sprachausgabe, die sogar über das Telefon noch sehr gut zu verstehen ist.

Ein zweites Display erleichtert die Kommunikation mit dem gegenüberstehenden Gesprächspartner.

Häufig benutzte Sätze können unter Tasten bzw. Tastenkombinationen dauerhaft abgespeichert werden.

Dieses Modell besitzt eine integrierte Tastatur. Bei der Tastenanordnung kann zwischen QWERTZ oder ABC (jeweils für Links- und Rechtshänder) gewählt werden. 3 verschiedene Fingerführungen werden mitgeliefert und können bei Bedarf einfach und schnell gewechselt werden.

Der Lightwriter SL40 besticht durch seine neuen Funktionen wie das Versenden und Empfangen von SMS, integrierte Umfeldkontrolle sowie eine Wort- und Satzvorhersage.

Der **Lightwriter® SL 40 Connect** bietet darüber hinaus eine mobile Telefonfunktion.

Die Wort- und Satzvorhersage verfügt über verschiedene Funktionen, die die Kommunikation beschleunigen. Im Gerät sind bereits einige häufig verwendete Wörter und Textbausteine gespeichert, die nach dem persönlichen Bedarf erweitert werden können. Zudem ist es möglich, Auto-text-Einträge für häufige Satzteile, Namen usw. unter Abkürzungen zu speichern und so schneller abzurufen. Die Auto-Korrektur korrigiert automatisch einige allgemeine Tippfehler, auch hier können zusätzlich eigene Wörter gespeichert werden, bei denen man sich häufig verschreibt

Im Notizbuch können längere Texte gespeichert, bearbeitet und über die Sprachausgabe wiedergegeben werden.

Funktionen:

- SMS-Textnachrichten über das integrierte Mobiltelefon versenden und empfangen (SIM-Karte erforderlich)
- lange Texte schreiben und speichern und auf unterschiedliche Weise wiedergeben
- Telefonbuch für Kontakte
- Umfeldsteuerung über Infrarot (z.B. Fernseher, DVD-Player usw.)
- Alarm zur Erinnerung an Ereignisse oder Termine
- mobile Telefonfunktion (nur bei **Lightwriter® SL 40 Connect**)

Technische Daten:

- Display: 20 Zeichen (max. 1 Zeile)
- Größe: 240 x 140 x 55 mm
- Gewicht: 870 g
- Akkulaufzeit: mindestens 1 Tag

Lightwriter SL40

Zubehör (optional):

- Rollstuhlhalterung
- Tragegriff (zur Montage am Gerät)
- zweite Sprache
(Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Niederländisch)

Lieferumfang:

- Lightwriter SL40
- 3 verschiedene Fingerführungen
- Schraubenzieher zum Wechseln der Fingerführung
- Tasche
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Hilfsmittelnummer: 16.99.04.1003

