

Mind Express 4

Die neue Version mit vielen neuen Funktionen und noch einfacherer Bedienung!

Mind Express ist ein vielseitiges Sprachhilfsmittel, Therapie- und Lernsystem in einem. Das Kommunikationsprogramm ermöglicht Menschen, mit und ohne Schriftsprach-Verständnis über Bildsymbole und Buchstabentafeln zu kommunizieren. In Umfang und Schwierigkeitsgrad kann Mind Express an verschiedene Behinderungen angepasst werden. Vom einfachen Symbolvokabular bis hin zur Einzelwortstrategie mit Grammatikfunktionen oder Bildschirmstatur mit Wortvorhersage ist alles möglich. Die Bedienung der Software ist einfach und ermöglicht eine schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Neue Funktionen in Mind Express 4

Die neue Version Mind Express 4 ist noch benutzerfreundlicher und schneller in der Bedienung! Die Menüs und Optionen wurden vereinfacht, die Programmierung von eigenen Seitensets ist nun noch einfacher, intuitiver und schneller.

Darüber hinaus bietet Mind Express 4 viele tolle neue Funktionen wie Multimedia, Kalender, Tagespläne, dynamische Listen und vieles mehr. Mit Mind Express 4 ist es nun schneller und einfacher als je zuvor, eigene Symbolseiten oder –vokabulare zu gestalten. Grammatikfunktionen in Mind Express 4

Sätze werden in Mind Express situationsbezogen, grammatikalisch richtig zusammengestellt und in den verschiedenen Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) wiedergegeben. Das Programm verfügt sogar über Textverarbeitungsfunktionen, so dass es dem Nutzer möglich ist, über Tastatur oder Symbole eingegebene Texte zu speichern oder zu drucken.

Mit Mind Express 4 können nun sogar Texte mit Symbolen per Email verschickt werden.



Mind Express 4

Die Sprachausgabe erfolgt über eine hervorragende Sprachsynthese oder über natürlich aufgenommene Sprache. Darüber hinaus ist auch das Importieren von eigenen Audiodateien, zum Beispiel mit der Lieblingsmusik, möglich.

Neben den Symbolen können natürlich auch eigene Fotos verwendet werden.

Das Programm enthält die beiden umfangreichen PCS- und Symbolstix-Symbolsammlungen:

- Symbolstix wurde von SymbolStix LLC und News-2-You, dem führenden Anbieter symbolbasierter pädagogischer Zeitungen entwickelt und wird ständig aktualisiert.
- Die PCS-Symbolsammlung ist weit verbreitet und wird seit Langem von vielen bekannten Programmen, wie zum Beispiel Boardmaker verwendet.

Beide Symbolsammlungen bieten eine Vielzahl von klar verständlichen und alltagsrelevanten Symbolen.

Über Mind Express 4 können auch andere Programme bedient werden, die Mind Express Tatstatur kann verwendet werden, um in andere Programme zu schreiben.

Mit den optional erhältlichen Mind-Express-Modulen können auch Emails oder SMS erstellt und versendet werden (dies setzt eine Kommunikationshilfe voraus, die diese Funktionen unterstützt).

