

Mobi 2

Die beliebte Kommunikationshilfe Tellus Mobi wird von ihrem Nachfolger Mobi 2 abgelöst. Der Mobi 2 wird mit der neuen Mind Express Version 4 ausgeliefert!

Der neue Mobi bietet ein größeres 12" Display in einem flachen Gehäuse und leichten 1,7 kg. Der Mobi 2 ist dank dem optionalen Hochleistungsakku mit einer Akkulaufzeit von über 8 Stunden eine wirklich mobile Kommunikationshilfe.

Das LED-Display ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit bei der Benutzung draußen.

Neben der Esc-Taste auf der Rückseite stehen 2 weitere mit verschiedenen Funktionen belegbare Tasten zur Verfügung.

Dank der integrierten Infrarotschnittstelle kann der Mobi 2 auch zur Umfeldkontrolle genutzt werden. Die integrierte Digitalkamera ermöglicht es dem Nutzer, eigene Fotos zu machen und so zum Beispiel Erlebnisse festzuhalten.

Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand (Touchscreen)
- 1- und 2-Taster Scanning (auch auditiv)
- Maus oder Musersatzgeräte (z.B. Joystick oder Kopfmaus)
- Augensteuerung (mit TM 4 EyeGaze Modul)

Technische Daten:

- 12" LED-Display (Touchscreen)
- Gewicht: 1,76 kg
- Größe: 285 x 234 x 39 mm
- Akkulaufzeit:
5,5 h (Standardakku)
>8 h (Hochleistungsakku)



Mobi 2

Anschlüsse:

- 2 externe Standardtaster
- 2 x USB 2.0
- Mikrofon
- Kopfhörer/Lautsprecher
- 2 programmierbare Tasten auf der Rückseite
- IR für Umfeldkontrolle
- integrierte Digitalkamera

Lieferumfang:

- Mobi 2
- Akku
- Ladegerät und Netzkabel
- Tragetasche mit Gurt
- USB-Stick
- USB-Tastatur mit USB-Hub
- USB-Maus
- Bedienungsstift
- Bedienungsanleitung
- Software-CD



Erhältliches Zubehör:

- verschiedene Fingerführungen
- Rollstuhlhalterungen

Hilfsmittelkatalog:

Kommunikationshilfe ohne speziellen Anwendungsort,
geschlossene Anlagen mit Sprachausgabe, mit Symbol- und Schrifteingabe
Hilfsmittelnr.: 16.99.03.2900