

Smart

Der Smart vom belgischen Hersteller Jabbla ist ein vielseitiges und handliches Kommunikationshilfsmittel, das auf der graphischen Kommunikationssoftware Mind Express™ basiert. Dank der flexiblen Software lässt er sich leicht den jeweiligen Bedürfnissen anpassen.

Die hochwertige synthetische Stimme und die integrierten Lautsprecher gewährleisten eine sehr gute Sprachqualität. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und das Design kombiniert eine optimale Akustik mit hoher Stabilität.

Smart im Taschenformat funktioniert mit der WinCE Version von Mind Express™. Diese gewährleistet Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Das Erstellen des Wortschatzes kann am PC über Mind Express™ erfolgen, aber auch direkt am Smart. Wie auch seine großen Geschwister bietet er umfangreiche Grammatikfunktionen.

Das kompakte Design, der brillante 4,0“ Touchscreen, ein starker Akku und das geringe Gewicht machen den Smart zu einem handlichen Begleiter im Alltag. Die praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand oder einem Stift

Technische Daten:

- Display: 4“
- Größe: 146 x 82 x 27 - 34 mm
- Gewicht: 360g
- 2x USB-Anschluss

Lieferumfang:

- Smart
(verschiedene Farben: weiß-blau, schwarz-blau, weiß-grün, schwarz-grün, schwarz)
- Akku
- Ladegerät und Netzkabel
- Tragetasche
- USB-Stick
- Bedienungsstift
- Bedienungsanleitung und CDs



Hilfsmittelkatalog:

- Kommunikationshilfe ohne speziellen Anwendungsort, geschlossene Anlagen mit Sprachausgabe, mit Symbol- und Schrifteingabe
- Hilfsmittelnr.: 16.99.03.2900