

Speak-Out

Speak-Out ist eine tragbare, schriftbasierte Kommunikationshilfe. Er verfügt über eine hochwertige Sprachausgabe mit männlicher oder weiblicher Stimme.

Ein großes Display zeigt dem Nutzer bis zu 7 Zeilen an. Ein zweites, kleineres Display ist zum Gesprächspartner gerichtet.

Die Tastatur verfügt über einfach zu bedienende Tasten mit gutem Kontrast. Die Menüstruktur ist logisch aufgebaut und einfach zu verstehen.

Texte können vom Speak-Out auf den PC übertragen werden. Auch das direkte Drucken von Texten ist mit den meisten HP-Druckern möglich.

Beim Verfassen von Texten wird der Benutzer von einer Wortvorhersage mit ca. 10000 Wörtern unterstützt. Der Speak-Out bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung an den Benutzer und dessen Bedürfnisse. Bei motorischen Einschränkungen kann ein Fingerführaster eingesetzt werden. Ein optionales Infrarotmodul ermöglicht Umfeldsteuerung. Im Lieferumfang ist eine Transporttasche enthalten, in der das Gerät auch benutzt werden kann.

Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand
- Scanning (mit der Scanning Variante des Gerätes)

Technische Daten:

- Display: 240 x 64 Buchstaben (2 oder 7 Zeilen, abhängig von Schriftgröße)
- Größe: 24,5 x 19,5 x 5,2 cm
- Gewicht: 1000 g
- Akkulaufzeit: 8 Stunden

Zubehör (optional):

- Fingerführaster 3mm oder 5mm
- Rollstuhlhalterung
- Tastaturschutz
- Regenschutz
- Transportkoffer

Lieferumfang:

- Speak-Out
- Ladegerät
- Tragetasche
- USB-Stick
- USB-Kabel



Hilfsmittelnummer: 16.99.03.1900