

## SuperTalker

Der SuperTalker ist eine leistungsfähige, aber einfach bedienbare Kommunikationshilfe, die den Benutzer individuell in seiner Entwicklung begleitet. Durch die mitgelieferten Fingerführeraster mit 1, 2, 4 oder 8 Feldern ist der SuperTalker flexibel einsetzbar und lässt sich schnell den sich ändernden Bedürfnissen und Fähigkeiten anpassen. So kann mit wenigen Feldern und einer Ebene begonnen werden und mit der Entwicklung des Benutzers die Anzahl der Felder und Ebenen gesteigert werden.

Der Super Talker verfügt über 8 Ebenen, so dass bis zu 64 Aussagen gespeichert werden können.

### Leistungsmerkmale:

- Raster mit 1, 2, 4 oder 8 Feldern
- Bodenfach zum Aufbewahren der Fingerführungen
- acht Ebenen
- acht Eingangsbuchsen für die Eintasterbedienung jedes einzelnen Feldes
- Step-by-Step-Funktion:
- Sprachmitteilungen können mit einem einzigen Taster der Reihe nach abgespielt werden
- über 2 Ausgänge, die über Felder bedient werden, können adaptiertes Spielzeug/elektronisches Gerät aktivieren

### Technische Details:

- Maße: 305 x 229 x 51 mm
- Gewicht: ca. 900 g
- Sprachspeicher: 16 Minuten
- Stromversorgung: vier AA-Batterien

### Hilfsmittelnummer:

16.99.03.0900

