

	BIG Mack	LITTLE Mack	BIG Step-by-Step	LITTLE Step-by-Step	LITTLE Step-by-Step mit Ebenen	iTalk2	iTalk2 mit Ebenen
∅ Taste	127 mm	64 mm	127 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm
Auslösekraft	113 g	113 g	113 g	113 g	113 g	113 g	113 g
Aufnahmezeit	2 min	2 min	2 min	2 min	4 min	2 min	4 min
Ebenen	-	-	-	-	3	-	3
Sonstige Funktionen	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung Aufnehmen und abspielen in Schritten	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung Aufnehmen und abspielen in Schritten	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung Aufnehmen und abspielen in Schritten	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung 2 Tasten	Ansteuerung von adaptiertem Spielzeug Externe Ansteuerung 2 Tasten
							