

	Jelly Bean	Big Red	Specs	Buddy Button	Big Buddy	Cup	Mini Cup
∅ Taste	63 mm	130 mm	29 mm	63 mm	115 mm	46 mm	25 mm
Auslösekraft	Zentrum: 100 g Rand: 50 g	Zentrum: 100 g Rand: 50 g	130 g	Zentrum: 200 g Rand: 100 g	Zentrum: 300 g Rand: 150 g	250 g	130 g
Rückmeldung	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile
Sonstiges	Inklusive 4 farbigen Kappen	Inklusive 4 farbigen Kappen	Verschiedene Farben erhältlich	Verschiedene Farben erhältlich	Verschiedene Farben erhältlich	Inklusive 5 farbige Aufkleber	Inklusive 5 farbige Aufkleber
							

	Ikey	Jelly Beamer	Big Beamer	Jelly Beamer SLAT	Big Beamer SLAT
Ø Taste	35 mm	63 mm	130 mm	63 mm	130 mm
Auslösekraft	110 g	Zentrum: 100 g Rand: 50 g	Zentrum: 100 g Rand: 50 g	Zentrum: 100 g Rand: 50 g	Zentrum: 100 g Rand: 50 g
Rückmeldung	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile	Akustisch Taktile
Sonstiges	Verschiedene Farben erhältlich	Inklusive 4 farbigen Kappen Kabelloser Funktaster	Inklusive 4 farbigen Kappen Kabelloser Funktaster	Inklusive 4 farbigen Kappen Kabelloser Funktaster 4 Kontrollfunktionen (direkt, zeitgesteuert, an/aus)	Inklusive 4 farbigen Kappen Kabelloser Funktaster 4 Kontrollfunktionen (direkt, zeitgesteuert, an/aus)
					

	Micro Light	Plate	Grasp	Pillow	Leaf	Soft	Scatir Infrarotsensor
∅ Taste	45 x 13 x 20 mm	51 mm	140 x 27 mm	83 mm	80 mm	89 mm	
Auslösekraft	11 g	50 g	300 g	180 g	50 g	800 g	-
Rückmeldung	Akustisch Taktile	-	-	Akustisch Taktile	-	Akustisch Taktile	akustisch
Sonstiges	Erfordert minimale Auslösekraft	Auslösen durch leichte Berührung	Auslösen durch Zusammendrücken und Loslassen	Weiche Oberfläche Kann an Kleidung befestigt werden	Weiche Oberfläche	Abnehmbarer waschbarer Bezug	Erfasst minimale Bewegungen (z.B. Lidschlag)
							