

## Zingui

Der Zingui, das neue Mitglied der Jabbla-Familie, bietet eindrucksvolle Leistung bei geringem Gewicht. Ergonomisches Design und besonders leichte 1,08kg machen den Zingui zu einer handlichen und wirklich mobilen Kommunikationshilfe.

Über das dynamische Display kann der Nutzer selbstständig durch das Symbolvokabular navigieren und verschiedene Symbolseiten über Oberbegriffe öffnen und schließen. Somit steht ein einfach zu bedienendes aber umfangreiches Vokabular zur Verfügung.

Die Kommunikationssoftware Mind Express ermöglicht eine schnelle Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers. Mind Express beinhaltet die beiden umfangreichen Symbolsammlungen Symbol Stix und PCS, darüber hinaus können natürlich auch eigene Fotos verwendet werden.

Der Zingui verfügt über eine sehr gute natürliche Sprachausgabe. Über einen Aufnahmeassistenten lassen sich in wenigen Sekunden Sprachaufnahmen erstellen. So können Sie jederzeit bestehende Nachrichten aktualisieren, oder ganze Seiten mit individuellen Aussagen bestücken. Der Zingui verfügt über ein sehr hochwertiges integriertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und automatischer Lautstärkeanpassung. Mit dieser Technik hat jede Aufnahme die gleiche Qualität und Lautstärke, das Resultat sind Aufnahmen in bislang nicht erreichter Qualität.

Neben der direkten Bedienung über den Touchscreen bietet der Zingui 1- und 2-Taster-Scanning, sowie die Ansteuerung über Maus und Mausersatzgeräte, wie zum Beispiel Joystick oder Kopfmaus.

Optional kann die Kommunikationshilfe mit einer Infrarotschnittstelle ausgerüstet und so auch zur Umfeldsteuerung genutzt werden.

Da auch die Optik einer Kommunikationshilfe wichtig ist, kann der Nutzer seinen Zingui aus verschiedenen modernen Designs und Farben individuell zusammenstellen.

### Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand (Touchscreen)
- 1- und 2-Taster Scanning
- Maus- oder Mausersatz wie Joystick, Trackball, Kopfmaus



## Zingui

### Technische Daten:

- 8,4“ dynamisches Display (LED Backlight)
- Gewicht: 1080 g
- Größe: 215 x 165 x 38-41 mm
- Akkulaufzeit:  
Standardakku: 4,5 Stunden (im Dauerbetrieb)  
Hochleistungsakku: 9 Stunden (im Dauerbetrieb)

### Zubehör (optional):

- Fingerführung
- Rollstuhlhalterung
- integrierte Umfeldsteuerung

Hilfsmittelnummer 16.99.03.0900

