

Zingui Plus

Der Zingui Plus, das neue Mitglied der Jabbla-Familie, bietet eindrucksvolle Leistung bei geringem Gewicht. Ergonomisches Design und besonders leichte 1,08kg machen den Zingui Plus zu einer handlichen und wirklich mobilen Kommunikationshilfe.

Über das dynamische Display kann der Nutzer selbstständig durch das Symbolvokabular navigieren und verschiedene Symbolseiten über Oberbegriffe öffnen und schließen. Somit steht ein einfach zu bedienendes aber umfangreiches Vokabular zur Verfügung.

Die Kommunikationssoftware Mind Express ermöglicht eine schnelle Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers. Mind Express beinhaltet die beiden umfangreichen Symbolsammlungen Symbol Stix und PCS, darüber hinaus können natürlich auch eigene Fotos verwendet werden. In Umfang und Schwierigkeitsgrad kann Mind Express schnell an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Vom einfachen Symbolvokabular bis hin zur Einzelwortstrategie mit Grammatikfunktionen oder Bildschirmtastatur mit Wortvorhersage ist alles möglich.

Der Zingui Plus verfügt über eine sehr gute synthetische Sprachausgabe. Über einen Aufnahmeassistenten lassen sich zudem in wenigen Sekunden Sprachaufnahmen erstellen. Der Zingui verfügt über ein sehr hochwertiges integriertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und automatischer Lautstärkeanpassung. Mit dieser Technik hat jede Aufnahme die gleiche Qualität und Lautstärke, das Resultat sind Aufnahmen in bislang nicht erreichter Qualität.

Neben der direkten Bedienung über den Touchscreen bietet der Zingui Plus 1- und 2-Taster-Scanning, sowie die Ansteuerung über Maus und Mousesatzgeräte, wie zum Beispiel Joystick oder Kopfmaus.

Optional kann die Kommunikationshilfe mit einer Infrarotschnittstelle ausgerüstet und so auch zur Umfeldsteuerung genutzt werden.

Da auch die Optik einer Kommunikationshilfe wichtig ist, kann der Nutzer seinen Zingui Plus aus verschiedenen modernen Designs und Farben individuell zusammenstellen.

Bedienung:

- direkte Bedienung mit der Hand (Touchscreen)
- 1- und 2-Taster Scanning
- Maus- oder Mousesatz wie Joystick, Trackball, Kopfmaus



Zingui Plus

Technische Daten:

- 8,4“ dynamisches Display (LED Backlight)
- Gewicht: 1080 g
- Größe: 215 x 165 x 38-41 mm
- Akkulaufzeit:
Standardakku: 4,5 Stunden (im Dauerbetrieb)
Hochleistungsakku: 9 Stunden (im Dauerbetrieb)

Zubehör (optional):

- Fingerführung
- Rollstuhlhalterung
- integrierte Umfeldsteuerung

Hilfsmittelnummer 16.99.03.2900

