

Schriftbasierte Kommunikationshilfen

	Lightwriter SL40	Speak Out	Allora	Type Speak
				
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Sätze speichern • Wortvorhersage • Autokorrektur • Umfeldsteuerung • Notizbuch • Erinnerungsfunktion • SMS • Telefonbuch 	<ul style="list-style-type: none"> • Sätze speichern • Wortvorhersage • Taschenrechner • Erinnerungsfunktion • Übertragung von Texten an PC • Telefonbuch 	<ul style="list-style-type: none"> • Sätze speichern • Wortvorhersage • Ansage von Datum und Zeit • Aufspielen von Sprachaufnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Symbolunterstütztes Vokabular • Wortvorhersage • Nachrichtengalerie • Malfunktion • Buchstabenvorhersage
Sätze speichern	Abspeichern von Sätzen mit Abkürzung oder in einer Liste	Unter einem Buchstaben oder Suchwort Schnellphrasen: werden sofort gesprochen	Unter einem Buchstaben	In der Nachrichtengalerie und im symbolunterstützten Vokabular

Schriftbasierte Kommunikationshilfen

	Lightwriter SL40	Speak Out	Allora	Type Speak
Display	20 Zeichen, max 1 Zeile, 2. Display auf der Rückseite	2-7 Zeilen (2 Schriftgrößen), 2. Display auf der Rückseite	40 Zeichen, max 2 Zeilen	5“ TFT-Farbdisplay mit Bildschirmtastatur
Wortvorhersage	Ja (Wörter und mögliche folgende Wörter), neue Wörter müssen manuell eingegeben werden	Ja lernt neue Wörter mit	Ja neue Wörter müssen manuell eingegeben werden	Ja Und Buchstaben- vorhersage
Optionen	Upgrade auf SL40 connect (mit Telefonfunktion)	Umfeldsteuerung Scanning	Umfeldsteuerung Scanning	Kamera SMS
Größe Gewicht Akkulaufzeit	228 x 150 x 43mm 870g Bis zu 8 Stunden	245 x 195 x 52mm 1000g Bis zu 8 Stunden	265 x 170 x 60mm 990g Bis zu 8 Stunden	133 x 98 x 16 mm 355g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Lightwriter • 3 Fingerführungen • Tragetasche • Ladegerät • Anleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Speak Out • Tragetasche • Ladegerät • Anleitung • USB-Stick u. Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Allora • Tragetasche • Ladegerät • Anleitung • PC-Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Type Speak • Tasche • Ladegerät • Anleitung • USB-Kabel • Software